


Badania naukowe i testy kliniczne dowiodły, że używanie szczoteczki TROMATZ® przez 2:30 minuty 2 razy dziennie powoduje:

- usunięcie 6 razy więcej płytki nazębnej,
- łagodzi stan zapalny dziąseł o 54%,
- eliminuje nieświeży oddech o 93%.

Redukuje 6x więcej płytki nazębnej


Eksperyment w usuwaniu płytki nazębnej dla pacjentów ortodontycznych



Wskaźnik redukcji płytki nazębnej				
	TROMATZ		Klasyczna szczoteczka	
	średnia	p-Value	średnia	p-Value
Redukcja płytki	-6.10 ± 10.78	0.017	-1.02 ± 9.08	0.612

Clinical Trials, Yonsei University Dental Hospital (2022.02.17)

Łagodzi stan zapalny dziąseł o 53,6%



Redukcja stanu zapalnego dziąseł			
	TROMATZ	Klasyczna szczoteczka	p-Value
Powierzchnia międzyzębowa	-0.14 ± 0.16	-0.08 ± 0.13	0.034

* Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8255.

Oficjalny dystrybutor:



www.liberdent.pl


Czyści tam, gdzie nie dotrze żadna inna szczoteczka!

TROMATZ® to pierwsza na świecie szczoteczka do zębów z opatentowaną technologią TROMATZWAVE®, która wykorzystuje 10 milionów bioelektrycznych fal mikroprądowych na sekundę, aby dotrzeć do ciasnych szczeliny między zębami i wzdłuż linii dziąseł, usuwając 6x więcej płytki nazębnej z powierzchni zębów i implantów.

Bez wibracji. Bez obrotów.
Bez dźwięku. Bez nacisku.
Bez bólu.

TROMATZ®


Szczotkuj mądrzej, nie mocniej!



PRODUKTY

Szczoteczki do zębów TROMATZ® usuwają biofilm i skutecznie zapobiegają gromadzeniu się płytki nazębnej w głębokich kieszonkach.

Podstawowym sposobem usuwania biofilmu jest mechaniczne czyszczenie osadu z powierzchni zębów poprzez szczotkowanie. Jednak w przypadku chorób dziąseł, czy nadwrażliwości zębów, nacisk szczoteczki może być bolesny. Dodatkowo uszkadzając szkliwo powoduje jeszcze większą nadwrażliwość. Dzięki braku wibracji i nacisku nasza innowacyjna, opatentowana technologia TROMATZWAVE bezpiecznie usuwa płytkę nazębną, chroni szkliwo i wrażliwe zęby oraz pomaga zapobiegać długoterminowym problemom związanym z nadwrażliwością dziąseł i zębów.



1. Żadna szczoteczka do zębów – manualna czy elektryczna – nie jest w stanie dotrzeć do głębokich kieszeni.

2. Bioelektryczne fale mikroprądowe skutecznie usuwają płytkę nazębną bez żadnego nacisku.

3. Fale mikroprądowe poprawiają krążenie w dziąstach, co pomaga w procesie gojenia i redukcji stanu zapalnego.

TROMATZ Simple Pro Battery



ZESTAW ZAWIERA:
1x szczoteczka do zębów na baterie
2 x wymienne końcówki szczoteczek
3 x plastikowe nasadki
3 x baterie AAA
Dostępne z czarną, szarą, fioletową i zieloną opaską

TROMATZ Simple Pro Rechargeable



ZESTAW ZAWIERA:
1x szczoteczka do zębów do ładowania
2 x wymienne końcówki szczoteczek
3 x plastikowe nasadki
1x kabel USB typu C
Dostępne z czarną, szarą, fioletową i zieloną opaską

TROMATZ końcówki szczoteczek



ZESTAW ZAWIERA:
2 x wymienne końcówki szczoteczek
2 x plastikowe nasadki

TROMATZ Simple



ZESTAW ZAWIERA:
1x jednorazowa szczoteczka do zębów *
Dostępne z czarną, białą, czerwoną, niebieską i żółtą opaską
*Końcówka szczoteczki i bateria nie są wymienne.