

CELOWANA
DIAGNOSTYKA KRWI
DLA IMPLANTOLOGII
I CHIRURGII
STOMATOLOGICZNEJ

Linkor *Signature*

Przewidywalna chirurgia zaczyna się od biologii.

Zwiększ przewidywalność leczenia chirurgicznego.
Podejmuj decyzje kliniczne w oparciu o dane biologiczne.



3 KROPLE
KRWI

15 MINUT DO
WYNIKU

Linkor Signature to nowoczesny analizator krwi umożliwiający wykonanie kluczowych badań laboratoryjnych bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym – w zaledwie 15 minut.

Dzięki analizie parametrów zapalnych, metabolicznych i hematologicznych lekarz może lepiej ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz dokładniej zaplanować leczenie chirurgiczne i implantologiczne.

- ✓ Szybkie badanie z kilku kropli krwi
- ✓ Wyniki w 15 minut
- ✓ Poszerzona ocena stanu pacjenta przed zabiegiem
- ✓ Wsparcie w planowaniu zabiegów implantologicznych i regeneracyjnych

Dlaczego diagnostyka biologiczna jest kluczowa w implantologii?

Powodzenie leczenia zależy nie tylko od protokołu chirurgicznego, ale także od **stanu biologicznego organizmu pacjenta**.

ZAGROŻENIA

Czynniki takie jak:



- ✓ Stan zapalny organizmu
- ✓ Nieprawidłowe parametry krwi
- ✓ Zaburzenia metaboliczne
- ✓ Zaburzenia lipidowe lub glikemiczne
- ✓ Niedobór witaminy D

POWYŻSZE CZYNNIKI MOGĄ ZNACZĄCO WPŁYWAĆ NA:

- Gojenie tkanek
- Regenerację kości
- Osteointegrację implantów
- Ryzyko powikłań po zabiegach chirurgicznych

Linkor pozwala ocenić te parametry podczas jednej wizyty pacjenta.

Jak działa Linkor?

1

POBRANIE PRÓBK

3 krople krwi kapilarnej z palca.

2

AUTOMATYCZNA ANALIZA

Próbka trafia do analizatora Linkor.

3

WYNIKI W 15 MINUT

Pełny raport parametrów biologicznych.

Analiza wykorzystuje cztery technologie diagnostyczne.



Morfologiczną analizę komórek krwi



Fluorescencyjne testy immunologiczne



Analizę biochemiczną



Obliczenia indeksów zapalnych

Co bada Linkor?

45 PARAMETRÓW

Urządzenie analizuje **45 parametrów biologicznych**, również kluczowe wskaźniki ważne dla leczenia implantologicznego, w tym między innymi:



MARKERY ZAPALNE I METABOLICZNE

- Witamina D
- Glukoza
- Płytki krwi
- SII index*
- SIRI index*
- NLR index
- chol. LDL
- chol. HDL
- chol. całkowity
- Triglicerydy



MORFOLOGIA KRWI

- Erytrocyty
- Hematokryt
- Hemoglobina
- Leukocyty
- Neutrofile
- Limfocyty
- Monocyty
- Eozynofile
- Bazofile
- Retikulocyty

*Geller V, Dominiak M. An underrated clinical tool: CBC-derived inflammation indices as a highly sensitive measure of systemic immune response and inflammation. Adv Clin Exp Med. 2025 Jun;34(6):851–860. doi: 10.17219/acem/205833. PMID: 40525646.

Dodatkowe wskaźniki hematologiczne:

- szerokość dystrybucji płytek
- zawartość hemoglobiny w krwince
- agregacja płytek
- granulocyty segmentowane i hipersegmentowane

Dlaczego Linkor w Twoim gabinecie?

DZIĘKI URZĄDZENIU LEKARZ MOŻE:



Zwiększyć bezpieczeństwo
zabiegów



Indywidualizować plan leczenia



Poprawić przewidywalność
implantacji



Minimalizować ryzyko
niepowodzeń

GŁÓWNE KORZYŚCI DLA GABINETU

- Szybkie badania w gabinecie
- Brak konieczności wysyłania próbek do laboratorium
- Jednorazowe zestawy testowe
- Wysoka precyzja analizy
- Eksport wyników do dokumentacji pacjenta

Uwaga:

Badanie wykonywane przy użyciu analizatora Linkor ma charakter wspierający i nie zastępuje pełnej diagnostyki laboratoryjnej.
W przypadku nieprawidłowych wyników zalecana jest dalsza diagnostyka zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

Liberdent jest oficjalnym dystrybutorem Linkor Signature w Polsce.

- ☐ tel. 888 067 139 Agnieszka
- ☐ tel. 784 554 044 Ewa
- ☐ tel. 735 575 377 Grzegorz
- ☐ tel. 510 278 978 Paweł
- ☐ tel. 532 879 929 Piotr



Liberdent

DYSTRYBUTOR

www.liberdent.pl