

**A | DIAGNOSTIK**  
**A | DIAGNOSTICS**  
**A | DIAGNOSTIC**





## Zahnsonden

Probes  
Sondes

*comfort line*

<b>02-1444-05</b>	● octagonal
<b>02-1444-05 C</b>	<i>comfort line</i>
# 3A	158 mm



<b>02-1444-10</b>	● octagonal
<b>02-1444-10 C</b>	<i>comfort line</i>
# 8	155 mm



<b>02-1444-15</b>	● octagonal
<b>02-1444-15 C</b>	<i>comfort line</i>
# 9	160 mm



<b>02-1444-20</b>	● octagonal
<b>02-1444-20 C</b>	<i>comfort line</i>
Schäfershaken # 23	156 mm



<b>02-1444-25</b>	● octagonal
<b>02-1444-25 C</b>	<i>comfort line</i>
# TU17   Wilkins / Tufts	160 mm



<b>02-1446-10 C</b>	<i>comfort line</i>
# D5   17/13	163 mm



<b>02-1446-15 C</b>	<i>comfort line</i>
# D3CH	161 mm
Kuhhorn	



<b>02-1446-20 C</b>	<i>comfort line</i>
# D11/12	170 mm
Old Dominion University	



<b>02-1446-21 C</b>	<i>comfort line</i>
# D11/12A	170 mm
Old Dominion University Large	



<b>02-1446-25 C</b>	<i>comfort line</i>
# D9/TU17	165 mm



## Furkationssonden

Furcation probes  
Sondes pour Furcations


*comfort line*

<b>02-1460-00 C</b>	<i>comfort line</i>
2N Nabers	160 mm

<b>02-2525-90 C</b>	<i>comfort line</i>
CQ-2N Nabers	160 mm

3-6-9-12

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 



## Parodontometer

Periodontal probes  
Sondes parodontales

<b>02-2525-20 C</b>	<i>comfort line</i>
CP2	158 mm

2-4-6-8-10-12

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 



<b>02-2525-25 C</b>	<i>comfort line</i>
CP11	155 mm

3-6-8-11

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 



<b>02-2525-30 C</b>	<i>comfort line</i>
CP11.5B (WHO)	160 mm

3,5-5,5-8,5-11,5

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 



<b>02-2525-35 C</b>	<i>comfort line</i>
CP12	155 mm

3-6-9-12

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 



<b>02-2525-40 C</b>	<i>comfort line</i>
CP15 North Carolina	155 mm

1-2-3-...-14-15

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 




**Parodontometer**

Periodontal probes  
Sondes parodontales

*comfort line*

<b>02-2525-10 C</b>	<i>comfort line</i>
# EX3A/CP15	160 mm
1-2-3-...-14-15	

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu e, non calibr e




<b>02-2525-11 C</b>	<i>comfort line</i>
# 23/CP12	158 mm
3-6-9-12	

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu e, non calibr e



<b>02-2525-12 C</b>	<i>comfort line</i>
# 23/CP15	157 mm
1-2-...-14-15	

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu e, non calibr e



<b>02-2525-18 C</b>	<i>comfort line</i>
Goldman-Fox I Williams	157 mm
1-2-...-9-10	

graduiert, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu e, non calibr e



## Pinzetten


Tweezers  
Précèlles

*comfort line*

### 02-2240-20 C *comfort line*

College 173 mm


mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2250-2

College 150 mm


mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2255-2

College 150 mm

mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2265-2

Meriam 160 mm


mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2270-2

Meriam 160 mm

mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2272-2

College modif. 160 mm

mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



## Pinzetten


Tweezers

Précelles

### 02-2275-2

Flagg 160 mm


mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2285-2

Perry 130 mm


mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2295-2

145 mm

mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2320-2

London-College 150 mm

mit Querriefung  
with lateral serration  
striure en forme de transversale



### 02-2265 D

Meriam-Diamant 165 mm

diamantierte Spitzen  
diamond tips  
pointes diamantées



## Mundspiegel

Mouth mirrors  
Miroirs à bouche




### Front Surface

Durch die Verspiegelung mit Rhodium (FS – Front Surface) wird das Bild auf dieser Oberfläche direkt reflektiert und bleibt damit absolut scharf.

The advantage of a rhodium plated front surface (FS – Front Surface) is an undistorted and clear image directly on the surface.

Le verre recouvert de Rhodium (FS – Front Surface) offre l'avantage que la surface réfléchissante se trouve sur le verre, ce qui permet une vision très nette.



### Back Surface

Bei diesem klassischen Mundspiegel befindet sich die reflektierende Schicht auf der Rückseite des Spiegelglases.

This classic mouth mirror has the reflective coating on the back side of the mirror glass.

Ce nom décrit le miroir à bouche traditionnel dont la surface réfléchissante se trouve au fond du miroir.

## Mundspiegel „BASIC“ | plan

Mouth mirrors „BASIC“ | plane  
Miroirs à bouche „BASIC“ | plan



Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet
<b>02-2352-22</b>	22	4	12
<b>02-2352-24</b>	24	5	12

## Mundspiegel „BASIC“ – Rhodium beschichtet

Mouth mirrors „BASIC“ – rhodium plated  
Miroirs à bouche „BASIC“ – revêtu de rhodium




Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	Ø mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet
<b>02-2374-22</b>	22	4	12
<b>02-2374-24</b>	24	5	12

**Mundspiegel „SUPERB retract“ – Rhodium beschichtet | plan**

Mouth mirrors „SUPERB retract“ – rhodium plated | plane

Miroirs à bouche „SUPERB retract“ – revêtu de rhodium | plan



Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	∅ mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	
<b>02-2367-22</b>	22	4	6	
<b>02-2367-24</b>	24	5	6	

**Mundspiegel „SUPERB“ – Rhodium beschichtet | plan**

Mouth mirrors „SUPERB“ – rhodium plated | plane

Miroirs à bouche „SUPERB“ – revêtu de rhodium | plan



Artikel-Nr. Item no. Article-Réf.	∅ mm	Größe Size Taille	Packung Package Paquet	
<b>02-2377-22</b>	22	4	12	
<b>02-2377-24</b>	24	5	12	



## Mundspiegelgriffe

Mouth mirror handles  
Manches à miroirs

**02-2379**

135 mm

Hohlgriff  
Hollow handle  
Poignée creuse



**02-2380**

130 mm

hohl, verchromt  
hollow, chromium  
creux chromé




*comfort line*

**02-2385-00 C**

*comfort line*

M 2,5

132 mm




**02-2385-10 C**

*comfort line*

Cone-socket (USA)


132 mm



**02-2384**

140 mm

Hohlgriff  
Hollow handle  
Poignée creuse



**02-2390**

130 mm

Hohlgriff  
Hollow handle  
Poignée creuse



**02-2399**

135 mm

Hohlgriff  
Hollow handle  
Poignée creuse



**02-2382**

● octagonal

135 mm

gerieft  
serrated  
striée



**02-2383**

Ø 6 mm  
122 mm

rund, massiv  
round, solid  
rond, massif



