


D | ENDODONTIE

D | ENDODONTIC

D | ENDODONTIE



Zahnsonden

Probes
Sondes

comfort line

02-1444-15	● octagonal
02-1444-15 C	<i>comfort line</i>
# 9	160 mm



02-1444-20	● octagonal
02-1444-20 C	<i>comfort line</i>
Schäfershaken # 23	156 mm



i

Weitere Zahnsonden finden Sie in Kapitel A
You can find further probes in chapter A
D'autres modèles sont disponibles sous le chapitre A

Exkavatoren

Excavators
Excavateurs

comfort line

02-EXC 11 C	<i>comfort line</i>
# 11	171 mm



02-EXC 23 C	<i>comfort line</i>
# A23	171 mm



Mundspiegelgriffe für Mikro-Spiegel

Mouth mirror handles for micro mirrors
Manches à miroirs pour micro miroir

comfort line

02-2385-00 C	<i>comfort line</i>
M 2,5	132 mm




02-2385-10 C	<i>comfort line</i>
Cone-socket (USA)	132 mm




Mikro-Spiegel – Rhodium beschichtet | plan

Micro mirrors – rhodium plated | plane

Micro miroir – revêtu de rhodium | plan



	Ø 3 mm	Ø 5 mm	3 x 6 mm	1 Stück 1 piece 1 pièce
standard	02-2379-03	02-2379-05	02-2379-36	



Endodontie-Pinzetten

Endodontic Tweezers

Pinces pour endodontie

02-2325-1

London-College 155 mm
3,0 mm


mit Sperre
with lock
avec cierre

02-2325-2

London-College 150 mm
3,0 mm

mit Sperre
with lock
avec cierre

Für Tropf-, Stift- und Nervnadeln
For drips, pins and nerve needles
Pour tire nerfs, pointes, pivots



Universal Fassungszette

Universal fixation tweezer
Précelle universelle

comfort line



Geeignet zum Greifen von runden oder eckigen Objekten jeglicher Art. Beispielsweise von Wurzelkanalinstrumenten, Kronen oder rotierenden Instrumenten sowie zum sicheren Entfernen von Abdeckungen (Spritzen und Kanülen).




Suitable for gripping round or square objects of any kind. For example, root canal instruments, crowns or rotary instruments and for the safe removal of covers (from syringes, canulas).



Sert à saisir toutes sortes d'objets ronds ou carrés. Par exemple des instruments canaux, des couronnes ou instruments à rotation et permet de retirer en toute sécurité les protections (des seringues et canules).

02-2230-20 C *comfort line*

171 mm



Instrumente für die Endodontie

Instruments for endodontics
Instruments pour l'endodontie

comfort line

02-3200-00 C *comfort line*

DG16 171 mm

Endo-Sonde
Endo Probe
Endo Sondes

zum Auffinden von Wurzelkanälen
for locating root canals
pour exploration canalaire



02-3201-00 C *comfort line*

171 mm

Löffelkürette
Spoon curette
Curette en forme de cuillère

besonders für den Frontzahnbereich geeignet
particularly suitable for the front tooth area
convient tout particulièrement aux dents antérieures




02-3201-10 C *comfort line*

171 mm

Tellerkürette
Plate curette
Curette sans rebord

zur Granulatentfernung auch im hinteren Seitenzahnbereich
for removal of granular material in the posterior side tooth area
pour l'élimination de granulés aussi pour les dents postérieures arrière




02-3202-00 C *comfort line*

171 mm

Kugelstopfer | Spatel
Spherical plugger | Spatula
Fouloir sphérique | Spatule

für retrograde Füllungen, mit Kugel zur Verdichtung
for retrograde fillings, ball form for compression
pour les remplissages rétrogrades, avec boule pour densification




02-3203-00 C *comfort line*

171 mm

Mikro-Planstopfer, abgewinkelt
Micro pluggers, angled
Micro-fouloirs, angulé

zur Kondensation im Wurzelkanal, Maße entsprechen den diamantierten Ultraschallspitzen
for condensation in the root canal, dimensions comply with diamond-coated ultrasonic tips
pour condensation dans le canal radiculaire, dimensions correspondant aux pointes à ultrasons diamantées




02-3204-00 C *comfort line*

171 mm

Gutta-Percha Applikator
Gutta-Percha applicator
Applicateur Gutta-Percha

zum Verdichten (auch für Knochenersatzmaterial)
for condensation (also for bone substitute)
pour la densification (aussi pour les substituts osseux)



Splitterinstrumente

Splinter instruments
Instruments échardes

02-586 WS

Witzel	145 mm
--------	--------

Für die unteren Wurzeln und Zähne
For lower roots and teeth
Pour racines inférieures et dents




02-588 WS

Witzel	142 mm
--------	--------

S-gebogen
S-curved
S-courbés

Für die oberen Wurzeln und Zähne
For upper roots and teeth
Pour racines supérieures et dents




02-596

Ralk	145 mm
------	--------

gerade
straight
droit




Für Wurzelfragmente
For root fragments
Pour fragments de racines



02-596-1

Ralk	140 mm
------	--------

45°



Splitterinstrumente

Splinter instruments
Instruments échardes

02-590

Stieglitz 140 mm

gerade
straight
droit





Für Wurzelfragmente
For root fragments
Pour fragments de racines

02-592

Stieglitz 134 mm


45°



02-593

Stieglitz 120 mm


90°



Für Wurzel- und Knochensplitter
For root and bone fragments
Pour fragments de racines et d'os

02-597

Peet 120 mm



Nervkanalzangen

Nerve canal pliers
Pince à canaux

02-2520-1

145 mm

gerade
straight
droit



02-2520-2

145 mm

gebogen
curved
courbe



02-2520-5

145 mm

gebogen
curved
courbe

