

F | PARODONTAL CHIRURGIE

F | PERIODONTAL SURGERY

F | CHIRURGIE PARODONTAIRE





Zahntaschen-Markierpinzetten

Periodontal pocket marking tweezers

Pinces à marquer les poches

02-PA 15

L Crane-Kaplan 150 mm

1-2-3-5-7-8-9

links, graduert, nicht kalibriert
left, graduated, non-calibrated
gauche, gradué, non calibré



02-PA 16

R Crane-Kaplan 150 mm

1-2-3-5-7-8-9

rechts, graduert, nicht kalibriert
right, graduated, non-calibrated
droit, gradué, non calibré



Gingivektomiemesser

Gingivectomy knives

Couteaux à gingivectomie

comfort line



Für den initialen Schnitt bei der Gingivektomie oder gingivoplastischen Behandlungen, besonders für den retromolaren Bereich geeignet.



For the initial incisions in gingivectomy and gingivoplastic treatments and especially suitable in retro-molar region.



Pour l'incision initiale au cours d'une gingivectomie ou d'une greffe gingivale, particulièrement recommandé pour la zone rétro-molaire.

02-KL 15-16 C *comfort line*

15K-16K Kirkland 171 mm



Auch zum Ausschneiden von interdentalem Zahnfleisch geeignet. Arbeitsbereich: Molaren

Also useful for excising interproximal tissue. Working area: Molars

Recommandé aussi pour couper les gencives interdentaires. Zone de travail: molaires

02-OR 1-2 C *comfort line*

1-2 Orban 171 mm



Parodontalfeilen

Periodontal files
Limes parodontales

comfort line

02-SU 1-2 C *comfort line*

1S-2S Sugerman 171 mm

Mesial | distal
Mesial | distal
Mésial | distale

Zur Entfernung von Granulationsgewebe
For removal of granulomatous tissue
Pour enlever le tissu de granulation



02-SU 3-4 C *comfort line*

3S-4S Sugerman 171 mm

Buccal | lingual
Bucal | oral
Buccal | oral

Zur Entfernung von Granulationsgewebe in horizontalen und vertikalen Taschen
For removal of granulation tissue in horizontal and vertical pockets
Pour enlever le tissu de granulation dans les poches supra-alvéolaires et intra-alvéolaires




02-SL 9-10 C *comfort line*

9-10 Schluger 171 mm

gebogen
curved
courbe

Zur Entfernung von Granulationsgewebe
For removal of granulation tissue
Pour enlever le tissu de granulation



02-HF 3-7 C *comfort line*

3-7 Hirschfeld 171 mm

Buccal | lingual
Bucal | oral
Buccal | oral

Zum Entfernen harten Zahnsteins
Used to remove heavy calculus deposits
Pour enlever le tartre dentaire résistant



02-HF 5-11 C *comfort line*

5-11 Hirschfeld 171 mm

Mesial | distal
Mesial | distal
Mésial | distale

Zum Entfernen harten Zahnsteins
Used to remove heavy calculus deposits
Pour enlever le tartre dentaire résistant



02-HF 9-10 C *comfort line*

9-10 Hirschfeld 171 mm

Anterior
Anterior
Antérieur





Chirurgische Kürette

Periodontal surgical curette
Curette chirurgicales

comfort line



Kürette zur Entfernung von harten subgingivalen Ablagerungen und Granulationsgewebe




Curette for removal of hard subgingival deposits and granulation tissue



Curette pour enlever les dépôts sous gingivaux résistants et le tissu de granulation

02-PR 1-2 C *comfort line*

PR1-2 Prichard 171 mm



Parodontal-Meißel

Periodontal chisels
Ciseaux parodontaux

comfort line

Zum Entfernen und Konturieren von Knochen
For removing and reshaping bone
pour enlever et contourner l'os

02-903-10 C *comfort line*

1 Ochsenbein 171 mm

aufwärts gebogen
curved upwards
concavité intérieure



Zum Entfernen und Konturieren von Knochen
For removing and reshaping bone
pour enlever et contourner l'os

02-903-20 C *comfort line*

2 Ochsenbein 171 mm

abwärts gebogen
curved downwards
concavité extérieure



comfort line

02-903-30 C *comfort line*

2 Ochsenbein 171 mm



02-903-40 C *comfort line*

4 Ochsenbein 171 mm



Parodontal-Meißel

Periodontal chisels
Ciseaux parodontaux

comfort line



Der Meißel empfiehlt sich zum atraumatischen Abtragen von anliegendem Knochenmaterial und ist besonders geeignet für die hinteren distalen Molaren. (ziehende Anwendung)





The chisel is recommended for atraumatic removal of bone material attached to the tooth and is particularly suited for the use at the rear distal molars. (pulling use)



Le ciseau à os est recommandé à enlever de manière atraumatique le matériel osseux dans les zones distales des molaires Utilisation tirante.



02-RH 36-37 C *comfort line*

36/37 Rhodes Back Action 171 mm





02-KL 13K-13KL C *comfort line*

13K/13KL Kirkland 171 mm



02-KL 13K-TG C *comfort line*

13K/TG Kirkland 171 mm



Titan-Küretten

Titanium curettes
Curettes en titane

comfort line



Zum Reinigen von Implantaten sowie zum Entfernen von Zahnstein und Plaque ohne die Titanimplantate zu beschädigen.



For the cleaning of implants, as well as the removal of calculus and plaque, without damaging the titanium abutments.



Pour l'entretien des implants ainsi que pour éliminer le tartre et la plaque sans endommager les implants en titane.

02-LAM 01-02 CT *comfort line*

Langer Standard # 1-2 171 mm



02-LAM 03-04 CT *comfort line*

Langer Standard # 3-4 171 mm



02-LAM 05-06 CT *comfort line*

Langer Standard # 5-6 171 mm



Titan Parodontometer

Titanium periodontometer
Sondes parodontales en titane

comfort line

02-2525-40 CT *comfort line*

CP15 „North Carolina“ 154 mm

1-2-3...13-14-15

graduiert, nicht kalibriert
graduated, non-calibrated
gradu , non calibr 

