


H | PROTHETIK & ORTHODONTIE
H | PROSTHODONTICS & ORTHODONTICS
H | PROTHÈSE & ORTHODONTIE



Abdrucklöffel nach Ehrlicke | Oberkiefer

Ehrlicke impression trays | Upper Jaw

Porte empreintes selon Ehrlicke | Mandibule Supérieure



		a	b
02-5101	# 1	52 mm	65 mm
02-5102	# 2	60 mm	71 mm
02-5103	# 3	63 mm	73 mm
02-5104	# 4	73 mm	80 mm

Form BO (SUP/B)


für bezahnte Oberkiefer, ungelocht
for toothed upper jaws, unperforated
maxillaires dentés, non perforés



		a	b
02-5200	# 0	39 mm	55 mm
02-5201	# 1	52 mm	65 mm
02-5202	# 2	71 mm	60 mm
02-5203	# 3	73 mm	63 mm
02-5204	# 4	80 mm	73 mm

Form BO (SUP/B)

für bezahnte Oberkiefer, gelocht
for toothed upper jaws, perforated
maxillaires dentés, perforés



		a	b
02-5131	# 1	56 mm	65 mm
02-5132	# 2	61 mm	68 mm

Form UO (SUP/U)


für unbezahnte Oberkiefer, ungelocht
for edentulous upper jaws, unperforated
maxillaires édentés, non perforés



		a	b
02-5231	# 1	56 mm	65 mm
02-5232	# 2	61 mm	68 mm
02-5233	# 3	65 mm	72 mm

Form UO (SUP/U)


für unbezahnte Oberkiefer, gelocht
for edentulous upper jaws, perforated
maxillaires édentés, perforés



		a	b
02-5121	# 1	51 mm	62 mm
02-5122	# 2	54 mm	72 mm

Form PO (SUP/P)


für partiell bezahnte Oberkiefer, ungelocht
for partially toothed upper jaws, unperforated
maxillaires partiellement dentés, non perforés



		a	b
02-5221	# 1	51 mm	52 mm
02-5222	# 2	54 mm	72 mm
02-5223	# 3	60 mm	73 mm

Form PO (SUP/P)

für partiell bezahnte Oberkiefer, gelocht
for partially toothed upper jaws, perforated
maxillaires partiellement dentés, perforés




* # 0 = für Kinder
for children
pour enfants

Abdrucklöffel nach Ehrlicke | Unterkiefer

Ehrlicke impression trays | Lower Jaw

Porte empreintes selon Ehrlicke | Mandibule Inférieure



		a	b
02-5151	# 1	51 mm	72 mm
02-5152	# 2	54 mm	78 mm
02-5153	# 3	58 mm	82 mm
02-5154	# 4	65 mm	83 mm

Form BU (INF/B)


für bezahnte Unterkiefer, ungelocht
for toothed lower jaws, unperforated
mandibules dentés, non perforés



		a	b
02-5250	# 0	44 mm	61 mm
02-5251	# 1	51 mm	72 mm
02-5252	# 2	54 mm	78 mm
02-5253	# 3	58 mm	82 mm
02-5254	# 4	65 mm	83 mm

Form BU (INF/B)

für bezahnte Unterkiefer, gelocht
for toothed lower jaws, perforated
mandibules dentés, perforés



		a	b
02-5171	# 1	58 mm	71 mm
02-5172	# 2	58 mm	70 mm

Form UU (INF/U)


für unbezahnte Unterkiefer, ungelocht
for edentulous lower jaws, unperforated
mandibules édentés, non perforés



		a	b
02-5271	# 1	58 mm	71 mm
02-5272	# 2	58 mm	70 mm
02-5273	# 3	59 mm	74 mm

Form UU (INF/U)

für unbezahnte Unterkiefer, gelocht
for edentulous lower jaws, perforated
mandibules édentés, perforés



		a	b
02-5161	# 1	53 mm	64 mm
02-5162	# 2	59 mm	71 mm

Form PU (INF/P)

für partiell bezahnte Unterkiefer, ungeloc...
for partially toothed lower jaws, unperforated
mandibules partiellement dentés, non perforés



		a	b
02-5261	# 1	53 mm	64 mm
02-5262	# 2	59 mm	71 mm
02-5263	# 3	59 mm	80 mm

Form PU (INF/P)

für partiell bezahnte Unterkiefer, gelocht
for partially toothed lower jaws, perforated
mandibules partiellement dentés, perforés




* # 0 = für Kinder
for children
pour enfants

Abdrucklöffel nach Ehricke

Ehricke impression trays

Porte empreintes selon Ehricke



02-5702

Form C½R # 2

ungelocht
unperforated
non perforé



02-5722

Form C½R # 2

gelocht
perforated
perforé



02-5712

Form C½L # 2

ungelocht
unperforated
non perforé



02-5732


Form C½L # 2

gelocht
perforated
perforé



02-5751

mit drehbarem Griff und Stellschraube, gelocht
with swivel handle and fixing screw, perforated
avec poignée pivotante et vis de blocage, perforé



02-5755

mit drehbarem Griff und Stellschraube, ungelocht
with swivel handle and fixing screw, unperforated
avec poignée pivotante et vis de blocage, non perforé



02-5760

Stolley

mit drehbarem Griff und Fixierschieber, gelocht
with swivel handle and slide, perforated
avec poignée pivotante et curseur de fixation, perforé



Okklusionslöffel

Occlusion trays

Porte-empreintes à occlusion

02-110

Scheufele 110 mm



02-120

Scheufele 130 mm




Kronenscheren

Crown scissors
Ciseaux à couronne

02-2610-2

Beebee 100 mm


gebogen
curved
courbés



02-2620-2

Beebee 120 mm

gebogen, gezahnt
curved, saw edge
courbés, dentelés



Artikulationspapierpinzetten

Articulating paper forceps
Pincettes à papier d'articulation

02-2582

Miller 155 mm

4,0 mm I



02-2583

Miller 155 mm


3,0 mm I



02-2584

Miller mod. 155 mm

4,0 mm I





Wachsmesser

Wax knives

Couteau à cire

02-2200-1

Fahnenstock 125 mm



02-2200-2

Fahnenstock 180 mm





02-2210-1

Lessmann 130 mm



02-2210-2

Lessmann 175 mm



Tamponstopfer

Gauze packers

Bourroir tampon

comfort line

02-1020-1 ● octagonal

02-1020-1 C comfort line

Luniatschek #1 171 mm



02-1020-2 ● octagonal

02-1020-2 C comfort line

Luniatschek #1 171 mm



Kroneninstrumente

Instruments for crown work

Instruments à couronnes

comfort line



Dieser Kronenaufbieger erfüllt trotz des graziösen Aussehens den vollen Zweck. Die feinen Arbeitsenden gewährleisten einen einfachen Zugang.



This elegant spreader serves the purpose of crown spreading despite the elegant appearance. Its fine working tips allow an easy access.



Malgré son apparence élégante cette ouvre couronnes serve bien. Les embouts fines permettent un accès facile aux couronnes.


02-2599-00 C comfort line

Esthetic 171 mm

Kronenaufbieger

Crown spreader

Ouvre couronnes





Kroneninstrumente

Instruments for crown work
Instruments à couronnes

02-2704

140 mm



Kronensprezzange
Crown spreading forceps
Pince expansive pour couronnes



02-108

Dr. Mazouch 155 mm

Kronenaufbieger
Crown spreader
Ouvre couronnes



Mit dieser Zange werden Kunststoffprovisorien im Ober- und Unterkiefer entfernt. Einsatz im Front- als auch im hinteren Bereich möglich. Die TC Einlagen geben bei der Entnahme zusätzlichen Halt, sodass das Provisorium ohne Beschädigung entnommen werden kann.



These forceps enable the removal of the temporary synthetic inserts in the upper and lower jaw. Application is possible in frontal area as well as in the rear. The TC inserts allow a firm grip, so that the provisional insert can be removed without causing any damage.



Cette pince sert à détacher des couronnes provisoires synthétiques. Elle peut être utilisée dans toutes les zones dentaires. Les mors en tungstène garantissent une tenue supplémentaire et permettent le retrait des couronnes provisoires sans dommage.

02-2594

Wynmann 170 mm

Abnahmezange für Provisorien
Removing forceps for temporary inserts
Pince à couronne pour provisoires

TC




Kronenabnehmer

Crown removers







Arraches-couronnes

Set: 02-2595-2

mit Führungsschiene
with guide bar
avec glissière de guidage




210 mm

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 02-2595-2 Item no. of the set: 02-2595-2 Set complet ref. 02-2595-2	
02-2595-A	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru. à détacher les couronnes	80 mm	
02-2595-B	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru. à détacher les couronnes	80 mm	
02-2595-C	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru. à détacher les couronnes	80 mm	
02-2595-2 G	Gewicht für Kronenabnehmer Weight for crown remover Masselette pour instr. à détacher les couronnes	27 mm	
02-2595-2 S	Stange für Kronenabnehmer Bar for crown remover Barre pour instr. à détacher les couronnes	140 mm	
02-2595-1 ST	Schlüssel für Kronenabnehmer Key for crown remover Ergot pour instr. à détacher les couronnes	40 mm	

Kronenabnehmer

Crown removers
Arraches-couronnes

Set: 02-2595-1



Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 02-2595-1 Item no. of the set: 02-2595-1 Set complet ref. 02-2595-1	
02-2595-A	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru. à détacher les couronnes	80 mm	
02-2595-B	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru. à détacher les couronnes	80 mm	
02-2595-C	Einsatz für Kronenabnehmer Insert for crown remover Insert pour instru. à détacher les couronnes	80 mm	
02-2595-1 G	Gewicht für Kronenabnehmer Weight for crown remover Masselotte pour instr. à détacher les couronnes	27 mm	
02-2595-1 S	Stange für Kronenabnehmer Bar for crown remover Barre pour instr. à détacher les couronnes	143 mm	
02-2595-1 ST	Schlüssel für Kronenabnehmer Key for crown remover Ergot pour instr. à détacher les couronnes	4 mm	

Tasterzirkel

Caliper
Compas de mesure

02-2406-48

0 - 10 mm 100 mm

für Metall und Porzellan, nicht kalibriert
for metal and porcelain, non-calibrated
pour métal et porcelaine, non calibré





Teleskopkronenzange und Zubehör

Telescopic crown pliers and accessories

Pince à couronnes télescopique et accessoires




02-2746-1

Spitze: starr/starr
Tip: rigid/rigid
Pointe: rigide/rigide

130 mm

gebogen
curved
courbés



02-2746-2

Spitze: beweglich/beweglich
Tip: movable/movable
Pointe: mobile/mobile

130 mm

gebogen
curved
courbés



02-2746-3

Spitze: starr/beweglich
Tip: rigid/movable
Pointe: rigide/mobile

130 mm

gebogen
curved
courbés



Ersatzspitzen für Teleskopkronenzange

Replacement tips for Telescopic crown pliers

Pointes diamantées pour Pince à couronnes télescopique

02-2746-4

Spitze: starr
Tip: rigid
Pointe: rigide

für 02-2746-1 und 02-2746-3
for 02-2746-1 and 02-2746-3
pour 02-2746-1 et 02-2746-3



02-2746-5

Spitze: beweglich
Tip: movable
Pointe: mobile

für 02-2746-2 und 02-2746-3
for 02-2746-2 and 02-2746-3
pour 02-2746-3 et 02-2746-3



Inbusschlüssel

Allen wrench

Clé six pans

02-2746-6

1,5 mm

für Teleskopkronenzangen
for telescopic crown pliers
pour pinces à couronnes télescopique



Kronenzangen

Crown pliers
Pincettes à couronnes

02-2707

„Weingart“ 145 mm



Durch die besondere Form der Zange können Sie im Oberkiefer- und Unterkieferbereich problemlos das Abnehmen von Kronen und Brücken während der Einprobe vornehmen.

Sie benötigen dadurch nur ein Modell statt bisher je eines für Oberkiefer und Unterkiefer. Die auswechselbaren elastischen Gummieinsätze verhindern eine Beschädigung der Kronenoberfläche. Diese sind auswechselbar und können bis 180° C sterilisiert werden.



Due to the particular shape of these pliers, you are able to remove crowns and bridges without any problem, when working in the upper and lower jaw areas even during the intraoral trial.

Two separate pliers would normally be required. One for the upper jaw and one for the lower jaw. The exchangeable rubber inserts prevent damage to the crown surface and can be sterilized up to 180° C.



Grâce à la forme spéciale de cette pince vous pouvez détacher sans problème les couronnes et bridges dans la mâchoire supérieure et inférieure pendant l'essayage.

Vous ne nécessitez plus qu'un modèle au lieu de deux modèles différents pour la mâchoire inférieure et supérieure. Les embouts en caoutchouc sont rechargeables et évitent des dommages sur la surface des couronnes. Les embouts sont interchangeables et stérilisables à 180 degrés.

02-2709

155 mm


mit Silikoneinsätzen
with silicone inserts
avec embouts en silicone

mit Stellschraube (verhindert Abrutschen und Quetschen der Krone)
with fixing screw (avoids slipping off and crushing the crown)
avec vis de blocage (évite le glissement et la destruction de la couronne)



02-2693

1 Silikoneinsatz für 02-2709-10
1 Silicone insert for 02-2709-10
1 Embout en silicone pour 02-2709-10



Kronenzangen


Crown pliers

Pinces

02-7265-10

150 mm

mit Silikoneinsätzen
with silicone inserts
avec embouts en silicone



mit Stellschraube (verhindert Abrutschen und Quetschen der Krone)
with fixing screw (avoids slipping off and crushing the crown)
avec vis de blocage (évite le glissement et la destruction de la couronne)

02-7299-10

Ersatz-Silikonplatten
Replacement silicone plates
Plaques de silicone de remplacement



20 Stk./Pck., für Art. Nr. 02-2749-10 und 02-7265-10
20 pcs/pck, for Art. No. 02-2749-10 and 02-7265-10
20 pièce/paquet, pour Art. No. 02-2749-10 et 02-7265-10

Inlay-Pinzette

Inlay forceps

Précelle pour inlay-onlay

02-2749-10

155 mm

45° gebogen
45° curved
45° courbe



inkl. 10 Ersatz-Silikonplatten
incl. 10 pieces of replacement silicone plates
incl. 10 pièce de plaques de silicone

02-7299-10

Ersatz-Silikonplatten
Replacement silicone plates
Plaques de silicone de remplacement



20 Stk./Pck., für Art. Nr. 02-2749-10 und 02-7265-10
20 pcs/pck, for Art. No. 02-2749-10 and 02-7265-10
20 pièce/paquet, pour Art. No. 02-2749-10 et 02-7265-10

Kronenzangen

Crown pliers

Pinces



Kronenzange nach Dr. Krause-Hohenstein

- ergonomische Griffhaltung durch abgewinkeltes Greifmaul
- Greifzangen um eine runde Öffnung angeordnet
- sicheres Halten von Kronen und Brücken, egal aus welchem Material
- keine Beschädigung des zervikalen Randes

Die Kronenzange ist vielseitig einsetzbar zum Beispiel:

- um Provisorien einzusetzen und zu entfernen
- für die Anprobe von stramm sitzenden Kronen
- zum Greifen und Entfernen von oberflächlich liegenden Wurzelresten, vor allem in der Kinderbehandlung
- zur Extraktion aller Milchzähne
- auch ein ausgezeichnetes Hilfsmittel in der Hand der HelferIn



Crown Pliers according to Dr. Krause-Hohenstein

- Ergonomic design with cranked jaws for assured grip
- jaw configuration provides circular aperture
- grips crowns and bridges securely, regardless of material
- can't damage the tooth neck area.

The crown forceps can be used for a variety of applications, e.g.:

- to insert and remove temporary dressings
- to fit tight-fitting crowns
- to grip and remove superficial root remnants, especially in the treatment of children
- for extraction of all deciduous teeth
- as an exceptionally useful aid in the hands of the dentist's assistant



Pince à couronnes selon Dr. Krause-Hohenstein

- forme ergonomique avec mors coudés pour assurer une bonne tenue
- mors ordonnés sur une ouverture arrondie
- tenue stable des couronnes et bridges de matériel quelconque
- aucun dommage de la zone dentaire

La pince à couronnes est utilisable pour différentes applications par ex:

- pour un retrait et placement des couronnes provisoires
- pour le placement de couronnes fixes
- pour saisir et enlever des restes de racine spécialement pour le traitement des enfants
- pour l'extraction des dents de lait
- est un instrument utile dans la main de l'assistante dentaire

02-2708

Dr. Krause-Hohenstein 145 mm

mit Lederbacken
with leather inserts
couronnes



Kupferringabnehmezangen

Copper ring removing pliers

Pince à détacher les bagues en cuivre

02-2684

Baade	140 mm
-------	--------


gerade
straight
droit



02-2685

Baade	160 mm
-------	--------

gebogen
curved
courbée



Seitenschneider

Side cutter

Pince coupante


02-3105

115 mm

TC

für weiche Drähte bis Ø 0,7 mm
for soft wires up to Ø 0,7 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 0,7 mm

für harte Drähte bis Ø 0,5 mm
for hard wires up to Ø 0,5 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,5 mm




02-3080

140 mm

für weiche Drähte bis Ø 1,3 mm
for soft wires up to Ø 1,3 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 1,3 mm

für harte Drähte bis Ø 0,6 mm
for hard wires up to Ø 0,6 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,6 mm



02-3095

170 mm

für weiche Drähte bis Ø 1,8 mm
for soft wires up to Ø 1,8 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 1,8 mm

für harte Drähte bis Ø 0,9 mm
for hard wires up to Ø 0,9 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,9 mm



Drahtschneidezange

Wire cutter

Pince coupante


02-3110

TC

135 mm

für weiche Drähte bis Ø 0,6 mm
for soft wires up to Ø 0,6 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 0,6 mm

für harte Drähte bis Ø 0,4 mm
for hard wires up to Ø 0,4 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 0,4 mm



02-3130

TC

160 mm

für weiche Drähte bis Ø 2,0 mm
for soft wires up to Ø 2,0 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 2,0 mm

für harte Drähte bis Ø 1,6 mm
for hard wires up to Ø 1,6 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 1,6 mm



Kopfschneider

Wire cutter, front action

Pince coupante frontale

02-3120

TC

145 mm

für weiche Drähte bis Ø 1,3 mm
for soft wires up to Ø 1,3 mm
pour fils mous jusqu'à Ø 1,3 mm

für harte Drähte bis Ø 1,0 mm
for hard wires up to Ø 1,0 mm
pour fils durs jusqu'à Ø 1,0 mm



Distalschneider

Distal end cutter
Pince à couper distale

02-3097

130 mm

TC



Technische Zangen

Technical pliers
Pinces pour technique

02-2700

How 135 mm

Band- und Ligaturenzange
Band pinching and ligature locking pliers
Pince à serrer les bagues et les ligatures



02-2815

Universal 160 mm

Universal Kramponzange
Universal pin bending pliers
Pinces universelles à crampons




Technische Zangen

Technical pliers

Pinces pour technique


02-2865	115 mm
02-2870	130 mm
Aderer	

Draht- und Klammerbiegezangen
Wire and clasp bending pliers
Pinces à plier les fils et les crampons



02-2885	
Mc Kellops	160 mm

Bügelbiegezange
Bar bending pliers
Pince à plier les barres



02-3060	
	140 mm

Flachzange
Flat pliers
Pince plate



02-3006	
	115 mm

Knochenplattenbiegezange
Bending plier for plates
Pince à courber les plaques

TC

